

CCMC-T05

Câble de 5 mètres pour la caméra PMW-10MD



Présentation

Rend la caméra médicale plus flexible

Le câble de caméra CCMC-T05 vous permet d'allonger la portée de la caméra médicale à deux pièces PMW-10MD. La caméra PMW-10MD est dotée d'une tête de caméra compacte, qui peut être fixée facilement sur un microscope chirurgical, un bras chirurgical ou au plafond, et d'une unité de commande caméra séparée. Le câble de 5 m augmente la distance entre la tête de la caméra et l'unité de commande caméra.

Homologation MDD

Le câble de la caméra a obtenu l'homologation MDD en Europe.

Fonctions

Augmente la distance entre la tête de la caméra et l'unité de commande caméra

Le câble de caméra de 5 m est homologué MDD en Europe et ajoute de la flexibilité à la PMW-10MD dans un environnement chirurgical.

Galerie

