

UPC-24SA

Trousse d'impression couleur laminée (taille S) pour imprimantes médicales UP-25MD et UP-D25MD.



Présentation

Trousse d'impression par sublimation, couleur laminée A6 (taille S) pour imprimantes médicales numériques UP-25MD et UP-D25MD de Sony.

La trousse contient 180 feuilles d'impression et du ruban encreur (60 feuilles x 3 paquets).

Format du papier : 100 x 90 mm

Spécifications

Spécifications

Type de support	Trousse d'impression couleur laminée
Contenu	180 feuilles de papier d'impression 3 rubans encreurs
Taille du papier/film	100 x 90 mm (A7) 4 x 3 1/2 po
Pages imprimées par ruban	180 feuilles de papier d'impression (60 feuilles x 3) 3 rubans encreurs
Imprimantes prises en charge	UP-25MD, UP-D25MD

Galerie



approximatives. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.