

## CU-C31

Конденсаторный кардиоидный микрофонный капсюль для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ



### Overview

Разработанный для вокала, включая живые музыкальные выступления, CU-C31 является конденсаторным кардиоидным микрофонным капсюлем, который предназначен для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ.

**Конденсаторный микрофонный капсюль для использования с DWM-02**

**Ручной передатчик**

### Specifications

#### Общие характеристики

Тип капсюля	Конденсаторный
Габариты	1 7/8" (диаметр) x 2 1/2" (высота)
Диаграмма направленности	Кардиоида
Частотная характеристика	60 Гц–20 кГц
Масса	4,8 унций



## Gallery

