

## CU-F31

Динамический суперкардиоидный микрофонный капсюль для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ



### Overview

Разработанный для вокала, включая живые музыкальные выступления, CU-F31 является динамическим суперкардиоидным микрофонным капсюлем, который предназначен для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ

### **Динамический микрофонный капсюль для использования с DWM-02**

### **Ручной передатчик**

### Specifications

#### Общие характеристики

Тип капсюля	Динамический
Габариты	1 7/8" (диаметр) x 3 1/8" (высота)
Диаграмма направленности	Суперкардиоида
Частотная характеристика	60 Гц–18 кГц

Масса

5,1 унций

---

## Gallery

