

## PWSK-4501

Массив внутренней памяти  
(2 ТБ)



### Overview

#### **Массив внутренней памяти (2 ТБ)**

Массив внутренней памяти PWSK-4501 (2 ТБ) предназначен для серверных систем прямых трансляций PWS-4500, которые в стандартной конфигурации оборудованы хранилищем емкостью 2 ТБ. Емкость можно увеличить до 8 ТБ, установив три модуля PWSK-4501.

#### **Расширение емкости памяти сервера PWS-4500 до 8 ТБ.**

Установив три карты памяти PWSK-4401 в сервер PWS-4500, емкость памяти можно увеличить до 8 ТБ.

## Gallery

