

## UPC-21L

Комплект для цветной печати формата А6 (большая упаковка) для использования с принтерами UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD и UP-20.



### Overview

Комплект для цветной печати формата А6, большая упаковка.

Данный продукт поставляется в картонной коробке, содержащей 6 комплектов.

Основные сферы применения: эндоскопия, ультразвуковая диагностика.

### Specifications

#### Общие характеристики

Содержимое упаковки	200 листов носителя для печати, 4 цветных красящих ленты
Единица для заказа	1 упаковка (содержит 6 комплектов)
Размер носителя	144 x 100 мм

## Gallery

