

UPP-84S

Носитель для монохромной термопечати на медицинском принтере UP-D711MD



Overview

Стандартный носитель формата A7 для термопечати на монохромном цифровом плоттере Sony UP-D711MD.

Прекрасный носитель для печати обеспечивает высокое качество изображения по доступной стоимости.

Рулона хватает примерно на 120 отпечатков формата A7.

Размеры носителя 84 мм (Ш) x 13,5 м.

Specifications

Технические данные

Тип носителя	Высококачественная бумага для печати
Содержимое	84 мм x 13,5 м
Размер бумаги/ пленки	84 мм x 13,5 м 3 ½ дюйма x 44 фута 3 дюйма
Листов в одном рулоне	120 отпечатков на принтере UP-D711MD

Поддержка
принтеров

UP-D711MD

Gallery

