

UPT-210BL

Голубая прозрачная термопленка для медицинского принтера UP-990AD



Overview

Голубая прозрачная термопленка для гибридных графических принтеров Sony UP-991AD, UP-990AD и UP-980AD.

Приблизительно 42 отпечатка на рулон.

Размер носителя — 210 мм (Ш) x 12,5 м.

Specifications

Технические данные

Тип носителя	Голубая прозрачная термопленка
Содержимое	210 мм x 12,5 м
Размер бумаги/ пленки	210 мм x 12,5 м 8 1/4 x 492 дюйма
Листов в одном рулоне	Приблизительно 42 отпечатка
Поддержка	UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD

принтеров

Gallery

