

MDR-7510

Студийные
профессиональные наушники



Everything Audio
Network
STELLAR SOUND!

Overview

Прецизионная конструкция для прецизионной работы

Прекрасный выбор для эталонного мониторинга и микширования звука, модель 7510 дополняет линейку MDR-7500, отличаясь новым, цельным дизайном и прочной конструкцией. Эти наушники, снабженные 50-мм возбудителями с PET (полиэтилентерефталат) диафрагмами, отличаются широкой частотной характеристикой, большим динамическим диапазоном и точной передачей звука.

Модель 7510 обеспечивает большую мощность, в ней используются неодимовые магниты и звуковые катушки из OFC (oxygen-free copper – «бескислородная медь»). Звукоизолирующие мягкие подушечки естественным образом облегают ухо, обеспечивая комфорт и акустическую изоляцию.

Features

50-мм возбудитель с PET-диафрагмой

Конструкция закрытого типа

Широкая частотная характеристика

Высокая допустимая мощность – 2000 мВт

Штекер Stereo Unimatch

Позолоченные контакты разъема и шнур из OFC (бескислородная медь)

Мягкий футляр в комплекте

Specifications

Групповой заголовок

Тип наушников	Динамические, закрытого типа
Тип магнита	Неодим
Размер возбуждителя	50,0 мм
Частотная характеристика	5 Гц - 40 кГц
Сопротивление	24 Ом
Чувствительность	108 дБ/мВт
Допустимая мощность	2000 мВт
Тип штекера	Позолоченный Stereo Unimatch, адаптер 3,5/6,3 мм
Длина шнура	3 м
Масса	261 г

Gallery

