

UPC-21S

Комплект для цветной печати формата А6 (малая упаковка) для использования с принтерами UP-27MD, UP-D25MD, UP-25MD, UP-D23MD, UP-21MD, UP-D21MD и UP-20.



Overview

Комплект для цветной печати формата А6, малая упаковка.

Данный продукт поставляется в картонной коробке, содержащей 6 комплектов.

Основные сферы применения: эндоскопия, ультразвуковая диагностика.

Specifications

Общие характеристики

Содержимое упаковки	240 листов носителя для печати, 3 цветных красящих ленты
Единица для заказа	1 упаковка (содержит 6 комплектов)
Размер носителя	100 x 90 мм

Gallery

