

## UPP-210HD

Носители высокой плотности для черно-белой печати для медицинских принтеров UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD



### Overview

Носители высокой плотности для черно-белой термопечати на медицинских принтерах медицинских принтеров UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD.

Приблизительно 130 отпечатков на рулон (размер изображения — 150 x 210 мм).

Размер носителя — 210 мм (Ш) x 25 м.

### Specifications

#### Технические данные

Тип носителя	Бумага высокой плотности для печати
Содержимое	210 мм x 25 м
Размер бумаги/ пленки	210 мм x 25 м 8 1/4 x 984 дюйма
Листов в одном	Приблизительно 130 отпечатков на рулон (размер

рулоне

изображения — 150 x 210 мм)

---

Поддержка  
принтеров

UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD,  
UP-970AD

---

## Gallery

