

## UPP-210SE

Носители для черно-белой печати для медицинских термопринтеров UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD



### Overview

Носители для стандартной монохромной печати на черно-белых принтерах Sony UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD.

Приблизительно 130 отпечатков на рулон. (Размер изображения — 150 x 210 мм)

Размер носителя — 210 мм (Ш) x 25 м.

### Specifications

#### Технические данные

Тип носителя	Высококачественная бумага для печати
Содержимое	210 мм x 25 м
Размер бумаги/ пленки	210 мм x 25 м 8 1/4 x 984 дюйма
Листов в одном рулоне	Приблизительно 130 отпечатков на рулон (размер изображения — 150 x 210 мм)

---

Поддержка  
принтеров

UP-990AD, UP-971AD, UP-970AD

---

## Gallery

