

UPP-725

Носитель для монохромной термопечати на медицинских принтерах UP-D74XRD и UP-D72XR



Overview

Первоклассный носитель (8 x 10 дюймов) для монохромной термопечати на цифровых принтерах Sony UP-D74XRD и UP-D72XR. Воспроизведение рентгеновских изображений в фотографическом качестве.

В упаковке 100 листов носителя для печати.

Размеры носителя 203 x 254 мм (8 x 10 дюймов).

Specifications

Технические данные

Тип носителя Бумага для термопечати

Содержимое 100 листов в упаковке

Размер бумаги/
пленки 203 x 254 мм
8 x 10 дюймов

Листов в одном
рулоне 100 листов в упаковке

Поддержка

принтеров

UP-D74XRD, UP-D72XR

Gallery

