

UPT-735BL

Голубая прозрачная термопленка для медицинского принтера UP-D72XR



Overview

Голубая прозрачная термопленка (8 x 10 дюймов) для цифрового монохромного принтера Sony UP-D72XR. Воспроизведение рентгеновских изображений в высоком качестве.

В упаковке 100 листов носителя для печати.

Размеры носителя 202 x 253 мм (8 x 10 дюймов).

Specifications

Технические данные

Тип носителя	Голубая прозрачная термопленка
Содержимое	100 листов в упаковке
Размер бумаги/ пленки	202 x 253 мм 8 x 10 дюймов
Листов в одном рулоне	100 листов в упаковке

Поддержка
принтеров

UP-D72XR

Gallery

