

## UPT-736BL

Голубая термопленка для пленочного принтера UP-D74XRD



### Overview

Голубая термопленка (8 x 10 дюймов) для пленочного принтера Sony UP-D74XRD. Воспроизведение рентгеновских изображений в высоком качестве.

В упаковке 100 листов носителя для печати.

Размеры носителя 202 x 253 мм (8 x 10 дюймов).

### Specifications

#### Технические данные

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Тип носителя             | Голубая термопленка           |
| Содержимое               | 100 листов в упаковке         |
| Размер бумаги/<br>пленки | 202 x 253 мм<br>8 x 10 дюймов |
| Листов в одном<br>рулоне | 100 листов в упаковке         |
| Поддержка<br>принтеров   | UP-D74XRD                     |



## Gallery

