

UPT-M710BL

Голубая термопленка высокой плотности для пленочного принтера UP-DF750 с сухим проявлением



Overview

Голубая термопленка (8 x 10 дюймов) для пленочного принтера Sony FilmStation UP-DF750 с сухим проявлением. Эта качественная пленка высокой плотности подходит для маммографии.

В упаковке 125 листов пленки.

Размеры пленки 202 x 253 мм (8 x 10 дюймов).

Specifications

Технические данные

Тип носителя	Голубая термопленка
--------------	---------------------

Содержимое	125 листов в упаковке
------------	-----------------------

Размер бумаги/ пленки	202 x 253 мм 8 x 10 дюймов
--------------------------	-------------------------------

Листов в одном рулоне	125 листов в упаковке
--------------------------	-----------------------

Поддержка	
-----------	--

принтеров

UP-DF750

Gallery

