

UPP-725

Носитель для монохромной термопечати на медицинских принтерах UP-D74XRD и UP-D72XR



Краткое содержание

Первоклассный носитель (8 x 10 дюймов) для монохромной термопечати на цифровых принтерах Sony UP-D74XRD и UP-D72XR. Воспроизведение рентгеновских изображений в фотографическом качестве.

В упаковке 100 листов носителя для печати.

Размеры носителя 203 x 254 мм (8 x 10 дюймов).

Характеристики

Технические данные

Тип носителя	Бумага для термопечати
Содержимое	100 листов в упаковке
Размер бумаги/пленки	203 x 254 мм 8 x 10 дюймов
Листов в одном рулоне	100 листов в упаковке
Поддержка принтеров	UP-D74XRD, UP-D72XR

Галерея

