

LCS-BP1BP

Мягкий стильный рюкзак для переноски



Краткое содержание


Даже самый компактный камкордер с полным набором батарей и прочих аксессуаров может достаточно много весить. LCS-BP1P – эргономичное изделие, которое помогает легко переносить полный комплект аппаратуры с места на место и не занимает руки. Оно также имеет бесчисленное количество специальных особенностей, созданных с учетом потребностей профессионального пользователя камкордера. Например, к ремню можно присоединить дополнительное крепление камеры VCT-SP1BP.

В основном отделении рюкзака LCS-BP1BP можно переносить любую ручную или полуплечевую камеру HDV или DVCAM – она будет защищена специальной надежной прокладкой для сохранности и удобства. Даже цвет подкладки выбран особый – ярко-желтый, чтобы все принадлежности можно было легко найти даже при слабом освещении. В рюкзаке предусмотрены специальные кармашки для батарей, широкоугольных насадок и прочих аксессуаров. Также имеется съемный боковой карман. В рюкзаке есть даже отделение для ноутбука; кроме того, в стандартной комплектации к нему прилагается дождевая накидка.

Несмотря на всю вместительность, рюкзак LCS-BP1BP полностью соответствует стандартным правилам международных авиаперевозок.

Габариты: (прибл.) 265 x 520 x 280 мм (Ш x В x Г)

Вес: (прибл.) 2300 г



и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.