

AD-KIT88B

Комплект аксессуаров для
грудных микрофонов ECM-
88/90



Overview

AD-KIT88B — это комплект аксессуаров для грудных микрофонов ECM-88 и ECM-90.

- Для грудных микрофонов ECM-88 и ECM-90
- Включает клипсы четырех типов (одиночная/горизонтальная, одиночная/вертикальная, двойная/горизонтальная, с булавкой для галстука) и шесть уретановых ветрозащитных экранов (красный, желтый, зеленый, синий, серый и черный)

Gallery

