

CU-F31

Динамический суперкардиоидный микрофонный капсюль для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ



Overview

Разработанный для вокала, включая живые музыкальные выступления, CU-F31 является динамическим суперкардиоидным микрофонным капсюлем, который предназначен для использования с ручным передатчиком серии DWM-02 и DWZ

Динамический микрофонный капсюль для использования с DWM-02

Ручной передатчик

Specifications

Общие характеристики

Тип капсюля	Динамический
Габариты	1 7/8" (диаметр) x 3 1/8" (высота)
Диаграмма направленности	Суперкардиоида
Частотная характеристика	60 Гц–18 кГц

Масса

5,1 унций

Gallery

