

## UPC-R81MD

Комплект носителей для цветной печати с самоламинированием (размер Letter [США]) для медицинского принтера UP-DR80MD



### Overview

Комплект носителей размера Letter (США) для цветной печати с сублимацией красителей для цветного цифрового принтера Sony UP-DR80MD.

Самоламинирующийся, нескручивающийся носитель обеспечивает износоустойчивость и долговечность отпечатка. Защитное ламинированное покрытие, стойкое к воздействию света, тепла, воды и влажности, а также к следам от пальцев.

Один рулон рассчитан на 50 отпечатков.

В одной упаковке содержатся 2 ленты и 2 рулона с носителем. Этого достаточно, чтобы сделать 100 отпечатков.

Длина носителя в рулоне: 216 мм x 15 м (8 1/2 x 590 дюймов).

### Specifications

#### Технические данные

Тип носителя

Комплект носителей для цветной печати с

	самоламинированием
Содержимое	Рулон бумаги на 50 отпечатков x2
Размер бумаги/ пленки	216 мм x 15 м 8 1/2 x 590 дюймов
Листов в одном рулоне	2 x 50 страниц в упаковке
Поддержка принтеров	UP-DR80MD

## Gallery

