

## RM-91

Medikal yazıcılar için Kablolu Remote Commander



## Genel Bakış

Bu isteğe bağlı kablolu Remote Commander Sony UP-991AD, UP-971AD, UP-990AD, UP-970AD, UP-X898MD, UP-897MD ve UP-25MD medikal yazıcıları kontrol etmek için kullanılabilir.

Konnektör: Stereo mini jak  
Kablo uzunluğu: 5 m  
Ağırlık: 80 g

## Teknik Özellikler

## Teknik Özellikler

Açıklama	Uzaktan Kumanda
Konnektör	Stereo mini
Kablo Uzunluğu	5 m 16 fut 5 inç
Ağırlık	80 g 2 7/8 oz
Aksesuar yelpazesi	Kullanım kılavuzu (1)
Desteklenen Yazıcılar	UP-20, UP-21MD, UP-25MD, UP-55MD, UP-897MD, UP-990AD, UP-970AD

## Galeri



bildirimde bulunmaksızın deęiřtirilebilir. Aęırlık ve boyut ile ilgili deęerler yaklaşık deęerlerdir. Tm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.