

UPC-24LA

UP-25MD ve UP-D25MD medikal yazclar için kendinden laminasyonlu renkli bask paketi (L boyu)



Overview

A6 (L boyu) kendinden laminasyonlu renkli termal bask paketi, Sony UP-25MD ve UP-D25MD dijital renkli yazclarla kullanılmaktadır.

Pakette 160 yaprak bask ortam ve erit bulunur (40 yaprak x 4 paket).

Ortam boyutu 144 x 100 mm'dir.

Specifications

Specifications

Ortam Türü

Kendinden Laminasyonlu Renkli Bask Paketi

çindekiler

160 yaprak bask kad
4 rulo mürekkep eridi

Kat/Film Boyutu

Alan Bellei/Dondurma
modu

Bir Rulo için

TTL sinyal seviyesi
(VISCA protokolü) kontrollü yüksek

Baslabilir Sayfa
Says

hzi seri arabirim
(maksimum 38,4 Kb/sn)

Desteklenen
Yazclar

UP-25MD, UP-D25MD

Gallery

