

UPC-24SA

UP-25MD ve UP-D25MD medikal yazclar için kendinden laminasyonlu renkli bask paketi (S boyu)



Overview

A6 (S boyu) kendinden laminasyonlu renkli termal bask paketi, Sony UP-25MD ve UP-D25MD dijital renkli yazclarla kullanılmaktadır.

Pakette 180 yaprak bask ortam ve erit bulunur (60 yaprak x 3 paket).

Ortam boyutu 100 x 90 mm'dir.

Specifications

Specifications

Ortam Türü	Kendinden Laminasyonlu Renkli Bask Paketi
------------	---

çindekiler	Elektronik enstantane/yava enstantane
------------	---------------------------------------

Kat/Film Boyutu	Ekran göstergesi (tarih/saat/balk)
-----------------	------------------------------------

Bir Rulo için Basılabilir Sayfa	1/4 tipi Exview HAD CCD
---------------------------------	-------------------------

Says

Desteklenen
Yazclar

UP-25MD, UP-D25MD

Gallery

