

UPC-510

UP-50, UP-D50 ve UP-51MD
medikal yazlar için renkli
bask paketi



Overview

A5 renkli termal bask paketi, Sony UP-50, UP-D50 ve UP-51MD yazlarla kullanılm içindir.

Pakette 200 yaprak bask ortam ve mürekkep eridi bulunur.

Ortam boyutu 148 x 210 mm'dir.

Specifications

Teknik Özellikler

Ortam Türü

Efektif Görüntü Öeleri

çindekiler

Yaklak
380.000 piksel

Kat/Film Boyutu

10x yakınlatırma,
f = 4,2 mm (geni) - 42 mm (tele),
F1,8 - F2,9

Bir Rulo için
Basılabilir Sayfa
Sayı

Yaklak
380.000 piksel

Desteklenen
Yazclar

4x (optik yaknlatrmayla
40x)

Gallery

