

## UPT-210BL

UP-990AD medikal yazıcı için  
mavi termal effaf film



### Overview

Sony UP-991AD, UP-990AD ve UP-980AD hibrit grafik yazıcılarla kullanılmak üzere mavi termal effaf film.

Rulo başına yaklaşık 42 sayfa.

Ortam boyutu 210 mm (G) x 12,5 m.

### Specifications

#### Teknik Özellikler

Ortam Türü

Mavi Termal effaf Film

Çindekiler

210 mm x 12,5 m

Kat/Film Boyutu

Boyutlar  
(G x Y x D)

Bir Rulo için  
Basılabilir Sayfa  
Sayısı

Yaklaşık 42 sayfa

Desteklenen  
Yazıcılar

UP-991AD, UP-990AD, UP-980AD



## Gallery

